

## 离子超声波 Ion Beau Sonic 2 美容器



仅仅一台就能达到美容院级护理效果的美容器！

超声波 + 离子净化 + 离子引进，三合一只需 7,980 日元（含税）搭载了每秒钟 300 万次震动的超声波和离子导入，并配合药妆用保湿霜。带给您滋润透明的美丽肌肤！

### ▼使用方法

最初一周使用 2 到 3 次，每次 5 到 10 分，肤质渐渐变好后，两周使用 1 到 2 次就可以。

超声波：按下 [SONIC] 按钮，将保湿霜涂抹在美容器的超声波盘上，对面部进行按摩。

离子引进：使用您现在的 VC 化妆水将化妆棉打湿，用化妆棉固定圈固定在超声波盘上，按下 [ION-] 按钮，轻轻贴于面部（一个部位大约 10 到 15 秒）。

离子导出：将化妆棉用清水打湿，固定在超声波盘上，按下 [ION+] 按钮，轻轻贴于面部。

### [注意事项]

可以使用您现在使用的凝胶，美容液，含有 VC 的化妆水。但是，一定要使用超声波，离子引进容易吸收的水溶性化妆品。不适合使用油溶性化妆品。代用时，请咨询代用产品的制造厂家。

### ▼产品的详细网页

[http://www.dite.co.jp/shop/body\\_care/ion\\_beau\\_sonic2\\_cn.shtml](http://www.dite.co.jp/shop/body_care/ion_beau_sonic2_cn.shtml)



DITE de 网上购物商城  
〒603-8402  
京都府京都市北区大宮南椿原町 35-4  
电话号码. 0120-09-2020 (代表)  
传真号码. 075-495-3581  
电子邮箱. shop@dite.co.jp  
互联网运作责任人 东本