

Ion Tooth White 离子美白洁牙器



就连牙科医院也赞不绝口，1 分钟 200 万次振动的离子美白洁牙器。

实现了在家中也能专业清洁牙齿。

每分钟 200 万次的超音波振动，能够除去日常刷牙所不能清除的烟渍，牙垢等。

超音波的发泡作用，能够除去顽固的咖啡渍，茶渍，红酒的着色等。

使用离子来分解祛除使牙齿变黄的色素和污垢。

可适用于牙齿表面的凹凸，牙齿间的污垢等任何一个角落。

▼使用方法

当您感觉牙齿不清爽时，使用尖端部轻轻贴在积有污垢的部位进行护理既可。尖端部位垂直贴在牙齿上能够更轻松的祛除污垢。使用后，请轻轻漱口。还附带有口腔内视镜，平时很难清洁的部位也能轻松解决。

[注意事项]

请不要使用于蛀齿，脓漏的部位，也不要使用于补牙部位，镶金牙，银牙等部位。

▼产品的详细网页

http://www.dite.co.jp/shop/body_care/ion_cn.shtml



DITE de 网上购物商城
〒603-8402
京都府京都市北区大宮南椿原町 35-4
电话号码. 0120-09-2020 (代表)
传真号码. 075-495-3581
电子邮箱. shop@dite.co.jp
互联网运作责任人 东本